



Willkommen bei der Nispel GmbH

- Gegründet 1999, seit 2004 mit Sitz in Datteln (NRW)
- Spezialisiert auf Produkte für die Kardiologie
- Langzeit-Blutdruck- & EKG-Systeme
- SpO₂-Sensoren, EKG-Kabel, Temperatursonden, O₂-Zellen, Akkus, Pulsoximeter
- Erweiterung des Portfolios seit 2021 um Covid-Schnelltests
- Umfangreiche Serviceleistungen
- Reparatur & Kalibrierung medizinischer Geräte
- Sicherheitstechnische Kontrollen (z. B. Klinikbetten, Lungenfunktionseinheiten)
- Aktuell 10 Mitarbeitende, weitere Expansion geplant



Unser umfangreiches Sortiment

1

Kardiologiebedarf

Langzeitblutdruck/EKG, SpO2-Sensoren, EKG-Kabel und Elektroden für präzise Messungen.



Patientenmonitoring

Pulsoximeter, Patientenmonitore und Notfallzubehör für die optimale Überwachung.



Pandemieprodukte

Covid-Schnelltests, PSA und Filter für die Lungenfunktion zu günstigen Preisen.



Sonstige Ausstattung

Saugleitungen, Flowmeter und Druckminderer für die tägliche Praxis.

SpO2-Sensoren für Philips/HP-Geräte

1 Vielfältige Ausführungen

Wir bieten SpO2-Sensoren in verschiedenen Längen und Ausführungen an. Unser Sortiment deckt die meisten Monitorsysteme ab.

3 Spezialanfertigungen

Auch seltenere Artikel sind für uns kein Problem. Wir finden die richtige Lösung für Ihre Monitorsysteme.

2 Flexible Optionen

Durch unser Netzwerk an Lieferanten können wir sowohl Original- als auch Alternativsensoren anbieten.

Bestellformular – SpO2-Zubehör HP/Philips

☐ per Fax an: 0 23 63 - 3 66 311

☐ per Mail an: kontakt@nispel.de



Firmenstempel/Datum/Unterschrift:

Kundennummer:

"Frei Haus" - ab einem Bestellwert von € 500,00 netto

Rechnungsanschrift:

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Lieferanschrift: (falls von Rechnungsanschrift abweichend):

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.

kompatibel zu X2, X3, C1, C3 Viridia, M3 M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, vM4, vM6, VM8

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Preis / netto	Menge
NI-CR001-6001A	SpO2-Fingersensor zu Philips/HP, Länge 3 m (wie M1196AL)		58,70 EUR Ab 5 52,83 EUR Ab 10 46,96 EUR	
NI-CR001-6001B	SpO2-Fingersensor mit Silikonlasche zu Philips/HP, Länge 3 m (wie M1191AL/BL)		61,00 EUR Ab 5 54,90 EUR Ab 10 48,80 EUR	
NI-CR001-6001G	SpO2-Ohrsensoren zu Philips/HP, Länge 3 m (wie M1194AL)		68,50 EUR Ab 5 61,65 EUR Ab 10 54,80 EUR	
NI-CR001-6001AS	SpO2-Fingersensor zu Philips/HP, Länge 1 m (wie M1196A)		56,70 EUR Ab 5 51,03 EUR Ab 10 45,63 EUR	
NI-CR001-6001BS	SpO2-Fingersensor mit Silikonlasche zu Philips/HP, Länge 1 m (wie M1191A)		59,00 EUR Ab 5 53,10 EUR Ab 10 47,20 EUR	
NI-CR001-6001GS	SpO2-Ohrsensoren zu Philips/HP, Länge 1 m (wie M1194A)		66,50 EUR Ab 5 59,85 EUR Ab 10 53,20 EUR	
NI-CR002-6005	SpO2-Adapterkabel wie Philips/HP (M1943A)		60,00 EUR Ab 5 54,00 EUR Ab 10 48,00 EUR	
NI-CR002-6002	SpO2-Adapterkabel wie Philips/HP (M1941A)		64,00 EUR Ab 5 57,60 EUR Ab 10 51,20 EUR	

NispelGmbH

• Höttingstraße 91

• 45711 Datteln

Telefon: 0 23 63 - 3 66 30

• Fax: 0 23 63 - 3 66 311

• Mail: kontakt@nispel.de

Bestellformular – EKG-Zubehör HP/Philips

☐ per Fax an: 0 23 63 - 3 66 311
☐ per Mail an: kontakt@nispel.de

Firmenstempel/Datum/Unterschrift:



Kundennummer:

"Frei Haus" - ab einem Bestellwert
von € 500,00 netto

Rechnungsanschrift:		Lieferanschrift: (falls von Rechnungsanschrift abweichend):	
Firma		Firma	
Name		Name	
Straße		Straße	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
Tel.		Tel.	
E-Mail		(für die Zusendung Ihrer Auftragsbestätigung angeben)	

kompatibel zu Philips X2, X3, Heartstart defibrillator, Philips Agilent, Envisor, IntelliVue, MP 20, MP 30, MP 50, MP 60, IE33, IntelliVue, CX50, 43100A, 43110A, 43120A, 78352C, 78354C, 78834C, 862474 C3, M1001A, M1002A, M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1204A, M1205A, M1264A, M1275A Transport, M1276A, M1280A, M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M2601A, M3000A, M3001A, M3046A, M2, M3, M4, M4735A, MP 20, MP 30, MP 50, MP 70, V24E, Agilent 50XM Fetal Monitor, Newtech NT3A, Solaris NT3A, NT3B, NT3C, NT3E, NT3F, Weich Ailyn Propag Encore ZC6EL, 242

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Preis / netto	Menge
NI-CR005-6002IC3	3-adriges EKG Komplettkabel zu Philips/HP mit Klammerelektroden, Länge: 2,75 m (wie M1981A)		73,00 EUR Ab 5 65,70 EUR Ab 10 58,40 EUR	
NI-CR005-6002IC5	5-adriges EKG Komplettkabel zu Philips/HP mit Klammerelektroden, Länge: 2,75 m (wie M1986A)		74,00 EUR Ab 5 66,60 EUR Ab 10 59,20 EUR	
NI-CR004-60033	3-adriges EKG Stammkabel zu Philips/HP (wie M1669A)		67,00 EUR Ab 5 60,30 EUR Ab 10 53,60 EUR	
NI-CR004-60035	5-adriges EKG Stammkabel zu Philips/HP (wie M1668A)		68,00 EUR Ab 5 61,20 EUR Ab 10 54,40 EUR	
NI-CR006-6033IC	3-adrige EKG Patientenleitung zu Philips/HP mit Klammerelektroden (wie M1672A)		69,00 EUR Ab 5 62,10 EUR Ab 10 55,20 EUR	
NI-CR006-6035IC	5-adrige EKG Patientenleitung zu Philips/HP mit Klammerelektroden (wie M1971A)		70,00 EUR Ab 5 63,00 EUR Ab 10 56,00 EUR	

EKG-Kabel für Philips/HP-Systeme

1

Umfassendes Angebot

Unsere EKG-Kabel sind in verschiedenen Ausführungen und Längen erhältlich. Wir decken die meisten Monitorsysteme ab.

2

Kostengünstige Alternativen

Unser Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Alternativ-EKG-Kabeln. Diese weisen kaum Unterschiede zu Originalkabeln auf.

3

Große Verfügbarkeit

Durch unser Lieferantennetzwerk können wir auch seltene Artikel beschaffen. Wir finden stets die passende Lösung.

Nispel GmbH

Telefon: 0 23 63 - 3 66 30

• Höttingstraße 91

• Fax: 0 23 63 - 3 66 311

• 45711 Datteln

• Mail: kontakt@nispel.de

SpO2-Sensoren für Nellcor-Systeme

Hohe Kompatibilität

Passend für alle gängigen
Nellcor-Monitorssysteme

Kosteneffiziente Alternativen

Qualitativ hochwertig zu günstigen Preisen


Unsere Sensoren garantieren zuverlässige Messungen und lange Haltbarkeit.
Wir bieten sowohl Original- als auch Alternativsensoren an, die problemlos mit
Ihren Geräten funktionieren.

Flexible Ausführungen

Verschiedene Längen und
Anschlusstypen verfügbar

Bestellformular – SpO2-Zubehör Nellcor

☐ per Fax an: 0 23 63 - 3 66 311
☐ per Mail an: kontakt@nispel.de



Firmenstempel/Datum/Unterschrift:



Kundennummer:

"Frei Haus" - ab einem Bestellwert
von € 500,00 netto

Rechnungsanschrift:		Lieferanschrift: (falls von Rechnungsanschrift abweichend):	
Firma		Firma	
Name		Name	
Straße		Straße	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
Tel.		Tel.	
E-Mail		(für die Zusendung Ihrer Auftragsbestätigung angeben)	

ellcor: NP8-20, NP8-40, NP8-75, NP8 180, 185, 190, 195, 3900, 4000 etc Analogic: Lifegard II; Artema: Diascope, ChoiceMed; MD300K1, Datascopes: Accutarr Plus, Expert, Passport, Dräger: Cicero, Narkomed, Vitalert 1000; GE* Corometrics 118, 120, 129, 188, 510, 556, Critikon: 9710, 9720, Plus, Compact, Dinamap Select, MPS, Oxysuttle, Pro 300/400 (sin-OxiMax), Marquette: Eagle Series, Dash Series, Heilige Eagle 1000, 3000, Eagle SMK, SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series; Invivo: M12 (Nellcor SpO2), Millennia 4500 Plus 2; Invivo M.D.E. Escort 100 OPT11A, Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor SpO2), Ivy Biomedical: 405A, 405D, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN, Mennen: Horizon XI (Nellcor SpO2), MR 1300 Mercurv, 1200; Nihon Kohden: BSM-1102 Life Scope F, BSM-2304 Pro (Life Scope I), BSM-4102 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104 Procyon (Life Scope P), BSM-4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4114 Procyon (Life Scope P), BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO2), OGS-2000 PocketCare (Nellcor SpO2), Pace Tech: Vitalmax 800 Series (black, Nellcor SpO2), Philips: 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1722A, M1732B, M1732A, M1732B, M2475B, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A, CMS, Merlin Systems: V24, V26, Viridia A1, Viridia A3, Riester: ri-vital and others; Siemens: SC6000, SC7000, SC8000, SC9000XL, Sirecust 630, Sirecust 700, Sirem SpO2 Modul; Spacelabs: 90351 0/6, 90465 (Nellcor SpO2), 90466 (Nellcor SpO2), 90467 (Nellcor SpO2), 90489 (Nellcor SpO2), 90496 / 90369 / 90367 Ultraview (Nellcor SpO2), 90651A 08, IM77 93300, Welch Allyn: Atlas (Nellcor SpO2), Propaq CS (Nellcor SpO2), Propaq 106-EL, Propaq 202 EL, Propaq 204-EL, Propaq 206-EL, Encore, Micropaq (Nellcor SpO2), Spot Vital Signs, Vital Signs (without Oximax), 6200 Series Atlas.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Preis / netto	Menge
NI-CR001-5301A	SpO2-Fingersensor zu Nellcor, Länge 3 m		Ab 5 59,70 EUR	
			Ab 10 47,76 EUR	
NI-CR001-5301B	SpO2-Fingersensor mit Silikonantasche zu Nellcor, Länge 3 m		Ab 5 61,30 EUR	
			Ab 10 55,17 EUR	
NI-CR001-5301G	SpO2-Ohrsensoren zu Nellcor, Länge 3 m		Ab 5 62,10 EUR	
			Ab 10 55,89 EUR	
NI-CR001-5301AS	SpO2-Fingersensor zu Nellcor, Länge 1 m		Ab 5 53,00 EUR	
			Ab 10 47,70 EUR	
NI-CR001-5301BS	SpO2-Fingersensor mit Silikonantasche zu Nellcor, Länge 1 m		Ab 5 54,90 EUR	
			Ab 10 49,41 EUR	

NispelGmbH

Telefon: 0 23 63 - 3 66 30

• Höttingstraße 91

• Fax: 0 23 63 - 3 66 311

• 45711 Datteln

• Mail: kontakt@nispel.de

Spacelabs

Zubehör für 90207 / 90217 / OnTrak

BESTELLER

Rechnungsanschrift *	
Firma	
Kontakt	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / E-Mail	
Kunden-Nr.	
Auftrags-Nr.	
USt-ID	

Bestellung zurücksenden an:

☐ per Fax: **+49 (0) 23 63 – 3 66 311**

☐ per Mail: **kontakt@nispel.de**

✓ **Versandkostenfrei ab € 500,00 netto**
zzgl. 9,50 € Versandkostenpauschale unter € 500,00

Persönliche Beratung & Fragen
Tel. +49 (0) 23 63 – 3 66 30
Mo – Do - 7.45 – 16.30 Uhr
Fr - 7.45 – 13.00 Uhr

BESTELLPOSITIONEN

Spacelabs Manschetten				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Preis €	Menge
NI-015-0118-05Q	Komplettmanschette 12–20 cm, Anschluss Metall + LUER	1 Stück	72,56	
NI-015-0067-05Q	Komplettmanschette 17–26 cm, Anschluss Metall + LUER	1 Stück	82,70	
NI-015-0069-04Q	Komplettmanschette 24–32 cm, Anschluss Metall + LUER	1 Stück	87,86	
NI-016-0077-04Q	Komplettmanschette 32–42 cm, Anschluss Metall + LUER	1 Stück	97,99	
NI-016-0109-05A	Komplettmanschette 38–50 cm, Anschluss Metall + LUER	1 Stück	106,23	
NI-016-1320-02	Manschette 13–20 cm, UltraCheck abwaschbar	1 Stück	39,38	
NI-016-1826-02	Manschette 18–26 cm, UltraCheck abwaschbar	1 Stück	46,65	
NI-016-3635-02	Manschette 26–35 cm, UltraCheck abwaschbar	1 Stück	50,76	
NI-016-3242-02	Manschette 32–42 cm, UltraCheck abwaschbar	1 Stück	56,70	
NI-015-1826-00	Einmalmanschetten 18–26 cm, ohne Adapter	50 Stück	114,53	
NI-015-2635-00	Einmalmanschetten 26–35 cm, ohne Adapter	50 Stück	134,81	
NI-015-3242-00	Einmalmanschetten 32–42 cm, ohne Adapter	50 Stück	158,42	
NI-015-4250-00	Einmalmanschetten 42–50 cm, ohne Adapter	50 Stück	218,73	
NI-S1420-ER	Blutdruckmanschette 14–20 cm, abwaschbar	1 Stück	55,00	
NI-S2024-ER	Blutdruckmanschette 20–24 cm, abwaschbar	1 Stück	60,00	
NI-S2432-ER	Blutdruckmanschette 24–32 cm, abwaschbar	1 Stück	65,00	
NI-S3238-ER	Blutdruckmanschette 32–38 cm, abwaschbar	1 Stück	70,00	
NI-S3855-ER	Blutdruckmanschette 38–55 cm, abwaschbar	1 Stück	75,00	

Firmenstempel · Datum · Unterschrift *	Wichtige Hinweise * Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt. * Versandkostenfrei ab € 500,00 netto. * Versandkostenpauschale unter € 500,00: 9,50 €. * Lieferzeit i. d. R. 3–5 Werktage. * Es gelten die AGB der Nispel GmbH. * Auch online bestellbar: www.nispel.com * Mit der Unterschrift bestätigen Sie die Bestellung verbindlich.
---	--

Spacelabs Langzeitblutdruckmessung



Moderne Rekorder

Zuverlässige Geräte für
präzise
Langzeitmessungen
mit komfortabler
Handhabung.



Intuitive Software

Benutzerfreundliche
Auswertungssoftware
für detaillierte Analysen
und Berichte.



Schneller Service

Rasche und
kostengünstige
Reparaturen und
Kalibrierungen für Ihre
Geräte.

Boso Langzeitblutdruckmessung

Günstige Beschaffung

Rekorder und Zubehör zu
attraktiven Konditionen durch
langjährige Partnerschaft.

Moderne Software

Intuitive Auswertungsprogramme
für präzise Diagnosen und
Dokumentation.

Umfassender Service

Schnelle Reparaturen und
regelmäßige Kalibrierungen für
optimale Messgenauigkeit.

Antwort an: 0 23 63 / 36 63 -11

boso TM2450 Zubehörliste

Liefer-/Rechnungsadresse:

NISPEL
Medizintechnik seit 1999

Kunden-Nr.: _____

Auftrags-Nr.: _____

Alle auf diesem Bestellfax aufgeführten Artikel finden Sie auch in unserem Onlineshop:
www.nispel.com

Ich (Wir) bestelle(n) folgende(n) Artikel:

Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. 19% MwSt. zzgl. 9,50€ Versandkostenpauschale, gültig bis auf Widerruf.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	€/Einheit	Gesamt
NI-451-7-122	Auswertungssoftware profil-manager XD (Windows)	1	125,00 €	
NI-429-7-153	Anschlusskabel Micro-USB auf USB-A, reversibel	1	9,50 €	
NI-259-4-400	Klettenmanschette M, 13x62 cm, 20-31 cm	1	105,00 €	
NI-259-4-410	Klettenmanschette L, 16x68 cm, 28-38 cm	1	105,00 €	
NI-259-4-420	Klettenmanschette S, 10x38 cm, 15-22 cm	1	105,00 €	
NI-259-4-430	Klettenmanschette XL, 13x62 cm, 20-31 cm	1	105,00 €	
NI-259-4-440	Klettenmanschette M, 13x62 cm, 20-31 cm rechts	1	105,00 €	
NI-259-5-400	Manschetten-Hülle M, 13x62 cm	1	55,00 €	
NI-259-5-410	Manschetten-Hülle L, 16x68 cm	1	55,00 €	
NI-259-5-420	Manschetten-Hülle S, 10x38 cm	1	55,00 €	
NI-259-5-430	Manschetten-Hülle XL, 17x76 cm	1	55,00 €	
NI-259-5-440	Manschetten-Hülle M-rechts, 13x62 cm	1	55,00 €	
NI-259-7-400	Schutzbezüge für Manschette M und M-rechts	10	35,00 €	
NI-259-7-410	Schutzbezüge für Manschette L	10	35,00 €	
NI-259-7-420	Schutzbezüge für Manschette S	10	35,00 €	
NI-259-7-430	Schutzbezüge für Manschette XL	10	35,00 €	
NI-259-7-405	Schutzbezüge für Manschette M und L	Je 5	35,00 €	
NI-117-6-113	Gummibeutel mit Schlauch M, 12x22 cm	1	37,00 €	
NI-117-6-123	Gummibeutel mit Schlauch L, 14x31 cm	1	37,00 €	
NI-117-6-303	Gummibeutel mit Schlauch S, 9x16 cm	1	37,00 €	
NI-116-6-133	Gummibeutel mit Schlauch XL, 16x38 cm	1	37,00 €	
NI-116-6-114	Gummibeutel mit Schlauch M-rechts, 12x22 cm	1	37,00 €	
NI-515-7-116	Hüfttasche inkl. Schultergurt für TM2450	1	22,50 €	
NI-515-7-118	Schultergurt für TM2450	1	11,50 €	
NI-482-0-141	boso TM2450 inkl. Komplettzubehör	1	1 050,00 €	

Bei Warenlieferungen ab 500,00 Euro versandkostenfrei! Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**Gesamtpreis
zzgl. ges. MwSt.**

Unterschrift/Stempel

Datum

Antwort an: 0 23 63 / 36 63 -11

IEM Mobil-O-Graph Zubehör

Liefer-/Rechnungsadresse:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:



Alle auf diesem Bestellfax aufgeführten Artikel finden Sie auch in unserem Onlineshop:
www.nispel.com

Ich (Wir) bestelle(n) folgende(n) Artikel:
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. 19% MwSt. zzgl. 9,50€ Versandkostenpauschale, gültig bis auf Widerruf.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	€/Einheit	Gesamtp
I-010200024	Mobil-O-Graph Manschette, XS (14-20 cm)	1 ab 3	85,00 € 75,00 €	
I-010200025	Mobil-O-Graph Manschette, S (20-24 cm)	1 ab 3	85,00 € 75,00 €	
I-010200026	Mobil-O-Graph Manschette, M (24-32 cm)	1 ab 3	85,00 € 75,00 €	
I-010200027	Mobil-O-Graph Manschette, L (32-38 cm)	1 ab 3	85,00 € 75,00 €	
I-010200028	Mobil-O-Graph Manschette, XL (38-55 cm)	1 ab 3	85,00 € 75,00 €	
I-010200012	Mobil-O-Graph Kunstledertasche inkl. Schultergurt	1	39,00 €	
I-010200023	Mobil-O-Graph USB-Kabel, 4-Pin FTDI	1	42,00 €	
I-010200015	Baumwoll-Oberarmschoner (50 Stück)	1	25,00 €	
Bei Warenlieferungen ab 250,00 Euro versandkostenfrei!			Gesamtpreis zzgl. ges. MwSt.	

Unterschrift/Stempel

Datum

I.E.M. Langzeitblutdruckmessung

Attraktive Preise

Kosteneffiziente Lösungen durch
direkte Partnerschaft

Schnelle Lieferung

Kurze Lieferzeiten für Geräte und
Zubehör

Zuverlässiger Service

Rasche und günstige Wartung Ihrer Rekorder

Lepu Handpulsoximeter



Kostengünstig

Hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis
für jedes Budget.



Hochwertig

Qualitativ
überzeugende
Konstruktion mit
präzisen
Messergebnissen.



Flexibel

Kompatibel mit drei
verschiedenen
Sensortypen für
vielseitige Anwendung.



Handpulsoximeter SP-20

NISPel GmbH



Medizintechnik seit 1999
Höttingstraße 91 - 45711 Datteln

Abbildung	Beschreibung	Preis (Netto)	Menge
	Handpulsoximeter SP-20 • kompatibel mit Nellcor-, Nonin- und BCI-Sensoren • Alarme für SpO2 und Herzfrequenz • Netzanschluss, USB oder Akkubetrieb (18 Stunden bei voller Kapazität) • SpO2, Pulsrate, Pulsweite, Alarmgrenzen und Alarmstatus, Perfusionsindex, Batteriestatus und Trendspeicher Lieferumfang: SpO2-Sensor für Erwachsene, Schutzhülle, Akku-Ladestation - Leicht, klein und einfach zu tragen - Farb-LCD zur Anzeige von Plethysmogramm und Parametern - Gleichzeitige Messung von SpO2 und Pulsfrequenz - PI-Anzeige (Perfusionsindex) ist verfügbar - Bis zu 580 Stunden Datenspeicher für SpO2 und PR, abrufbar - 16 Benutzer-IDs für die Markierung von Daten können hinzugefügt werden - Integrierte Halterung zum bequemen Aufstellen und Ablesen der Anzeige - Echtzeit-Akkustatusanzeige und Anzeige der niedrigen Akkuspannung - Automatische Abschaltung ist verfügbar - Akustische und visuelle Warnfunktion ist verfügbar - Hochladen von Daten auf den PC zur Verwaltung (optional) - Energiesparmodus ist verfügbar	199,00 €	

Unterschrift

Stempel (wenn verfügbar)

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Fon: 02363 - 3663-0
Fax: 02363 - 3663-11

eMail: kontakt@nispel.de
lnet: nispel.de

BESTELLPOSITIONEN

Abbildung	Beschreibung	Preis Netto	Menge
	Fingerpulsoximeter PC-60FW OLED-Anzeige von SpO2, Pulsfrequenz, Perfusionsindex ✓ 2 Pulsbalken und Kurve ✓ Spritzwassergeschütztes und sturzresistentes Gehäuse ✓ Spotcheck- und Dauermessmodus ✓ Pulsfrequenz-Analyse im Spotcheck-Modus ✓ Speicher für bis zu 12 SpO2-Datensätze ✓ akustischer und optischer Alarm, Anzeige bei schwacher Batterie ✓ Automatisches Ein- und Ausschalten, Anzeige in 4 Richtungen ✓ Einstellen und Funkverbindung zur App	15,50 €	

ANMERKUNGEN

Bemerkungen / Sonderwünsche

BESTÄTIGUNG & FIRMANANGABEN

Ort, Datum

Kundennummer (Bestandskunden)

USt-Nr. (Nur für EU-Kunden)

Firmenstempel / Unterschrift / Anschrift

Bei Bestellung aus der EU: Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteuer-ID-Nummer an.
Bis zu einem Bestellwert von 500,00 Euro/netto berechnen wir 9,50 Euro/netto Versandkosten innerhalb Deutschlands und 15,00 Euro/netto in die EU. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PC-60FW Fingerpulsoximeter

1

Funkmodul mit App

SpO2, Puls und Perfusionsindex drahtlos in der App.

2

Bewegungstolerant

Stabile Messwerte auch bei unruhigen Patienten.

3

Genau

≤ 2 % Abweichung bei 70–100 % SpO2 (Herstellerangabe).

4

Robust

Spritzwassergeschützt, sturzresistent, Spotcheck in 30 s.

Vielseitige Saugleitungen

Breites Sortiment

Wir bieten sowohl Original- als auch Alternativprodukte für Saugleitungen und Saugelektroden an.

Systemübergreifend

Unser Angebot ist mit verschiedenen Geräten und Herstellern kompatibel. Sie erhalten alles aus einer Hand.

Kostengünstig

Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen. Sparen Sie ohne Qualitätsverlust.



Medizintechnik seit 1966
Höttingstraße 91 - 45711 Datteln

Abbildung	Beschreibung	Preis (Netto)	Menge
Alternatives Zubehör zu KISS (nicht kompatibel mit originalen Saugdomen und Leitungen)			
	Brustwand-Saugleitung, 127 cm ohne Elektrode (Saugdom) C1 - C6 Extremitäten Saugleitung, 147 cm ohne Elektrode (Saugdom) F, L, R, N	55,00€	Bitte Leitung angeben!
	10er Satz Elektrodenleitungen zu KISS Brustwand C1-C6, Extremitäten F, L, R, N Ohne Elektroden (Saugdom)	545,00 €	
	Saugelektrode zu KISS, komplett mit Saugdom. Universell für jede Ableitung einsetzbar	32,00 €	
Original Zubehör zu Strässle			
	Brustwand-Saugleitung, 100 cm Extremitäten-Saugleitung, 130 cm	59,00 € 69,00 €	
	10er Satz Elektrodenleitungen für Strässle (6 x Brustwand 100 cm und 4 x Extremitäten 130 cm) inkl. Saugelektroden	610,00 €	
Original Zubehör zu handy vaq / Ergo Vac			
	Brustwand-Saugleitung, 110 cm Brustwand-/Extremitäten-Saugleitung, 130 cm Extremitäten-Saugleitung, 150 cm	65,00€	Bitte Länge angeben!
	10er Satz Elektrodenleitungen für handy vaq (6 x Brustwand 110 cm und 4 x Extremitäten 130 cm) inkl. Saugelektroden	650,00 €	
Original Zubehör zu Quickels / Decapus			
	Brustwand-Saugleitung, 100 cm Brustwand-/Extremitäten Saugleitung, 120 cm	132,00 € 135,00 €	
	10er Satz Elektrodenleitungen (6 x Brustwand 100 cm und 4 x Extremitäten 120 cm)	1050,00 €	
	Signalmodule 10 Stk. Inkl. ein Satz Markierungslabels	218,00 €	

Unterschrift

Stempel (wenn verfügbar)

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Fon: 02363 - 3663-0
Fax: 02363 - 3663-11

eMail: kontakt@nispel.de
lnet: nispel.de



Akkus zu Philips Februar 24

NISPEL GmbH
Medizintechnik seit 1999
Höttingstraße 91 - 45711 Datteln



	Akku für HeartStart XL + 989803167281 CE-konformer Alternativakku Spannung: 14,4 Volt Kapazität: 6,6 Ah 95,04 Wh Maße: ca. 149x117x24 mm Gewicht: ca. 0,7 kg <u>Art.-Nummer: NI-HeartStartXL-Plus-A</u>	295,00 € (Netto)	
	Akku für Philips X2 M4607A CE-konformer Alternativakku Spannung: 10,8 Volt Kapazität: 2 Ah 21,6 Wh Maße: ca. 66x81x20 mm Gewicht: ca. 0,16 kg <u>Art.-Nummer: NI-INTEL-X2A</u>	170,00 € (Netto)	
	Akku zu Philips MX40 989803176201, 989803174131 CE-konformer Alternativakku Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 1,9 Ah 7,03 Wh Maße: ca. 57x50x18 mm Gewicht: ca. 0,07 kg <u>Art.-Nummer: NI-PH-MX40-A</u>	295,00 € (Netto)	

Unterschrift

Stempel (wenn verfügbar)

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Bis zu einem Bestellwert von 250,- € (Netto) fällt eine Versandkostenpauschale in Höhe von: 7,50 € (Netto) an. Die Lieferung erfolgt mit DHL.

Fon: 02363 - 3663-0
Fax: 02363 - 3663-11

eMail: kontakt@nispel.de
lnet: nispel.de

Medizinische Akkus



Umfassendes Angebot

Alle gängigen Akkutypen für medizinische Geräte



Flexible Optionen

Original- oder Alternativprodukte nach Ihrem Bedarf



Breit einsetzbar

Für Monitorsysteme, Pulsoximeter und Klinikbetten



Zuverlässige Leistung

Langlebige Produkte für den täglichen Einsatz

Monitoringmanschetten

1-Schlauch System

Kompatibel mit gängigen Monitoringsystemen. Erhältlich in verschiedenen Größen für jeden Patiententyp.

2-Schlauch System

Mit passenden Adapterstücken für unterschiedliche Anschlusstypen. Hochwertige Verarbeitung für lange Lebensdauer.

Günstige Alternativen

Qualitativ hochwertige Alternativmanschetten zu attraktiven Preisen.
Gute Haltbarkeit bei täglichem Einsatz.



Monitoringmanschetten Philips/Dräger



NISPEL GmbH

Medizintechnik seit 1999
Höttingstraße 91 - 45711 Datteln

Abbildung	Beschreibung	Preis (Netto)	Menge
	Monitoringmanschette zu Philips 18-26 cm - zu Philips/HP und Dräger (sowie Criticare, Physio control, Spacelabs, Datascope, Nellcor) - mit Blase und Metalladapter Art.-Nr: NI-CR009-R-PU-007	18,50 €	
	Monitoringmanschette zu Philips 25-35 cm - zu Philips/HP und Dräger (sowie Criticare, Physio control, Spacelabs, Datascope, Nellcor) - mit Blase und Metalladapter Art.-Nr: NI-CR009-R-PU-009	19,50 €	
	Monitoringmanschette zu Philips 34-43 cm - zu Philips/HP und Dräger (sowie Criticare, Physio control, Spacelabs, Datascope, Nellcor) - mit Blase und Metalladapter Art.-Nr: NI-CR009-R-PU-011	24,50 €	
	Monitoringmanschette zu Philips 42-54 cm - zu Philips/HP und Dräger (sowie Criticare, Physio control, Spacelabs, Datascope, Nellcor) - mit Blase und Metalladapter Art.-Nr: NI-CR009-R-PU-013	26,50 €	

Unterschrift

Adresse (Stempel)
ATU Nummer (Handelsregister)

Bei Bestellung aus der EU: Bitte geben Sie ihre Umsatzsteuer-ID-Nummer an.
Bis zu einem Bestellwert von 250,00 Euro/netto berechnen wir 7,50 Euro/netto Versandkosten innerhalb Deutschlands und 10,00 Euro/netto in die EU.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Fon: 02363 - 3663-0
Fax: 02363 - 3663-11

eMail: kontakt@nispel.de
Inet: nispel.de

BESTELLPPOSITIONEN

Abbildung	Beschreibung	Preis Netto	Menge
	Fluorecare 4in1 Kombitest • Einzeln verpackt • Testet Covid/ Influenza A und B/RSV • PZN: 18453541 • Haltbar bis 01/2028	1,13 €	
	Safecare Covid-19 Laientest • Einzeln verpackt • Bfarm: AT199/20 • PZN: 17868487 • Halbar bis 10/2027	0,49 €	
	Atemschutzmaske FFP2 ohne Ventil • Einzeln verpackt • CE0370 • Packung= 20 Stück • Farbe= weiß • EN149:2001 + A1:2009 • Preis pro Packung	4,00 €	
	3s med Haut- und Oberflächendesinfektionstücher • Packung= 60 Tücher • Wirkspektrum: bakterizid, leurozid, begrenzt viruzid, inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccina-, Influenza- und Corona Viren • PZN (DE): 20137370 • PZN (AT): 6011588	3,45 €	

ANMERKUNGEN

Bemerkungen / Sonderwünsche

BESTÄTIGUNG & FIRMENANGABEN

Ort, Datum

Kundennummer (Bestandskunden)

USt-Nr. (Nur für EU-Kunden)

Firmenstempel / Unterschrift / Anschrift

Bei Bestellung aus der EU: Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteuer-ID-Nummer an.
Bis zu einem Bestellwert von 500,00 Euro/netto berechnen wir 9,90 Euro/netto Versandkosten innerhalb Deutschlands und 15,00 Euro/netto in die EU. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Pandemie-Schutzausrüstung



Seit der Pandemie liefern wir zuverlässig Covid-19 Schnelltests und Schutzausrüstung. Wir beliefern Krankenhäuser, Apotheken, Ärzte und Pflegeheime schnell und zu günstigen Preisen.

CTG-Sonden

Wir bieten Alternativen zu Originalsonden, wenn Lieferengpässe bestehen.
Unsere CTG-Sonden sind qualitativ hochwertig und sofort verfügbar. Sprechen Sie uns auch gerne auf Sondenreparaturen an.



Preisersparnis

Gegenüber Originalherstellern



Kompatibilität

Mit gängigen Geräten verschiedener Hersteller



CTG-Sonden zu Philips und Goldway



Medizintechnik seit 1999
Höttingstraße 91 · 45711 Datteln



Abbildung	Beschreibung	Preis (Netto)	Menge
	<u>US-Sonde zu Philips</u> Wie M1356A Kein Original	335,- €	
	<u>TOKO-Sonde zu Philips</u> Wie M1355A Kein Original	335,- €	
	<u>US-Sonde zu Goldway</u> Wie 989803174921 Kein Original	355,- €	
	<u>TOKO-Sonde zu Goldway</u> Wie 989803174941 Kein Original	355,- €	

Unterschrift

Adresse (Stempel)
ATU Nummer (Handelsregister / EU-Bestellung)

Bei Bestellung aus der EU: Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteuer-ID-Nummer an.
Bis zu einem Bestellwert von 500,00 Euro/netto berechnen wir 9,50 Euro/netto Versandkosten innerhalb Deutschlands und 15,00 Euro/netto in die EU.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Fon: 02363 - 3663-0
Fax: 02363 - 3663-11

eMail: kontakt@nispel.de
lnet: nispel.de



Flowmeter und Spitztüllen

NISPEL GmbH

Medizintechnik seit 1999
Höttingstraße 91 • 45711 Datteln

Abbildung	Beschreibung	Preis (Netto)
	Flowmeter für ZGA 0 bis 15 l/min. – Für ZGA-Anschluss (DIN 13260) – Abgang 9/16" (für Sterilwasser) – Korpus aus verchromtem Messing – Aussen- und Innenröhre aus Polycarbonat Art.-Nr.: NI-147-0SEG-415 (Sauerstoff) Art.-Nr.: NI-147-ASEG 115 (Druckluft)	65,00 €
	Doppel-Flowregler für ZGA 0 bis 15 l/min – 2 Abgänge mit jeweils 1 Flowmeter – für ZGA-Anschluss (DIN 13260) – Abgang 9/16" (für Sterilwasser) – Korpus aus verchromtem Messing – Aussen- und Innenröhre aus Polycarbonat Art.-Nr.: NI-147-OSDG-315 (Sauerstoff) Art.-Nr.: NI-147-ASDG-215 (Druckluft)	150,00 €
	Hoyer Flowmeter für ZGA 0 bis 15 l/min. – Für ZGA-Anschluss (DIN 13260) – Abgang 9/16" (für Sterilwasser) – Grundkörper aus eloxiertem Aluminium, Messröhre aus Polysulfon Art.-Nr.: NI-14-2-FTZHY-15 (Sauerstoff) Art.-Nr.: NI-14-2-FTZHY-GL15 (Druckluft)	132,00 €
	Hoyer Doppel-Flowregler für ZGA 0 bis 15 l/min – 2 Abgänge mit jeweils 1 Flowmeter – für ZGA-Anschluss (DIN 13260) – Abgang 9/16" (für Sterilwasser) – Grundkörper aus eloxiertem Aluminium, Messröhre aus Polysulfon Art.-Nr.: NI-147-OSDG-315 (Sauerstoff) Art.-Nr.: NI-147-ASDG-215 (Druckluft)	240,00 €
	Schlauchanschlussstülle aus Kunststoff (9/16") – VE = 25 Stk. – 6 mm Schlauchanschluss für Standard-O2-Schläuche – zweiteilige Tülle, frei drehbar Art.-Nr.: NI-02-212	21,25 €
	Schlauchanschlussstülle aus Aluminium (9/16") – VE = 1 Stk. – 6 mm Schlauchanschluss für Standard-O2-Schläuche – zweiteilige Tülle, frei drehbar mit Dichtung Art.-Nr.: NI-145-TSDG-003	8,90 €

Flowmeter und Druckminderer

Produktart	Verfügbarkeit	Besonderheiten
Sauerstoff/Druckluft-Flowmeter	kurzfristig	Verschiedene Skalen verfügbar
Druckminderer	kurzfristig	Für alle gängigen Flaschentypen

Wir bieten kostengünstige Flowmeter und Druckminderer mit schneller Lieferung. Mehrere Lieferanten garantieren ständige Verfügbarkeit, auch bei Engpässen.

Unterschrift

Adresse (Stempel)

ATU Nummer (Handelsregister)

Ab einem Warenwert unter 250,00 Euro berechnen wir
10,- Euro/netto Versandkosten, über 250,00 Euro/netto erfolgt die Lieferung frachtfrei.

Fon: 02363 - 3663-0

Fax: 02363 - 3663-11

eMail: kontakt@nispel.de

Inet: nispel.de

Kontaktieren Sie uns



Artikelliste senden

Übermitteln Sie uns Ihre benötigten Produkte für ein individuelles Angebot.



Preisvergleich erhalten

Wir versehen Ihre Artikelliste mit unseren günstigen Preisen.



Zusammenarbeit beginnen

Profitieren Sie von unseren attraktiven Konditionen und schnellen Lieferzeiten.

Ihr Ansprechpartner: Thomas Holtkotte

